

Stipite normale per innesto battuta

LARGHEZZA "S"	ALTEZZA	CODICE ARTICOLO
500	2170	16317


Per il calcolo della larghezza dello stipite vedi esempio a pag. 9

NOTA: In fase di prelievo e consegna gli stipiti per innesto battuta ed il relativo elemento di battuta di altezza pari a mm. 2800, ove non disponibili a magazzino, verranno sostituiti ad insindacabile giudizio della Ferplac S.p.A. da pezzi di altezza pari a mm. 3050.




Elemento battuta


LARGHEZZA "B"	ALTEZZA	CODICE ARTICOLO
31	2170	13191
31	2800	13292/2800
31	3050	13292/3050
51	2170	13362
51	2800	13790/2800
51	3050	13790/3050



Elemento battuta



Stipite normale con battuta ad innesto



Simulazione stipite normale con battuta ad innesto e cornici